



Produktkatalog

Rehatechnik



Inhalt

mediteam - Lösungen aus einer Hand.....	4
Wir sind Sanida.....	5
Aufstehsessel.....	6
Pflegebetten.....	7
Rollstühle.....	8
Elektrorollstühle.....	10
Gehhilfen.....	12
Bad- & Toilettenhilfen.....	16
Haltegriffe.....	21
Anti-Dekubitus Hilfsmittel.....	22
Positionierungshilfen.....	24
Schiebehilfen & Zuggeräte.....	25
Rampen, Trainer & Lifte.....	27
Kinder- & Jugendversorgungen.....	30
Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel.....	32
Unsere Filialen.....	35

Mit freundlicher Unterstützung von:




Hinweise:

Eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse ist bei entsprechender Diagnose möglich. Bei den Abbildungen handelt es sich um Musterbeispiele.

Lösungen aus einer Hand - mediteam

"Lösung" ist einer der Grundwerte von **mediteam**. Wir arbeiten abteilungsübergreifend und betreten neue Wege, um die bestmögliche Lösung für den Kunden zu finden.



Vereinbaren Sie online unter www.mediteam.de einen Termin und lassen Sie sich von unseren Fachexperten beraten.



Unsere Handelsmarke bietet Ihnen verlässliche Produkte wie Rollatoren, Bandagen und Kompressionsversorgungen. Sie fördern Ihre Mobilität, entlasten den Körper und geben Sicherheit im Alltag.


Sanida wird stetig weitergedacht - für mehr Lebensqualität, Tag für Tag.

Dafür steht Sanida

- Unterstützung
- Vertrauen
- Kundennah
- Erfahrung
- Qualität
- Verantwortung



Wir sind SANIDA.





© SALJOL GmbH



Aufstehsessel

Der Aufstehsessel kombiniert komfortables Sitzen, ergonomische Kompetenz, Sicherheit und intuitive Bedienung sehr einfach miteinander.



Beistell-Tisch

Praktischer Ablagetisch direkt am Sessel. Verhindert unnötiges Aufstehen für Kleinigkeiten. Kann zum Abstützen beim Aufstehen genutzt werden. Der robuste Schwenktisch folgt den Bewegungen des Sessels während der Aufsteh-Phase.



Elektrisches Pflegebett

Das elektrisch verstellbare Pflegebett ist durch die individuelle Einstellung der Liegefläche und seinen vier bremsbaren Laufrollen mobil und für die Pflegeperson von allen Seiten zugänglich.



Pflegebett-Einlegerahmen

Der Einlege-/Hebepfegerahmen wurde für den Einsatz im vorhandenen Bettrahmen zu Hause entwickelt. Die praktikable Alternative zum klassischen Pflegebett. Das wohnliche Umfeld bleibt erhalten und die tägliche Pflege wird merklich erleichtert.

Aufsteh-Drehbett

Modell: RotoFlex Basic Plus (PhysioNova GmbH)

Das Aufsteh-Drehbett ist ein Hilfsmittel, das den Patienten aus der liegenden Position im Bett zur sitzenden Position an der Bettkante bringt. Er dient zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Selbständigkeit des Patienten, was das Aufsetzen bzw. das Aufstehen sowie seine Mobilisierung belangt und zur physischen Entlastung der Pflegeperson. Dieses Bett ist ein Pflege-, Krankenhausbett mit zusätzlicher therapeutischer, pflegerischer Mobilisierungsfunktion mit Aufstehunterstützung und Nutzen als Sessel. Der Patient kann alle Funktionen selbst steuern und mit Hilfe des Bettes selbständig aufstehen, sofern das Krankheitsbild es zulässt.



Beistell-Tisch für Pflegebett

Kippbare Tischplatte mit erhöhter Umrandung, die den Gegenständen sicheren Halt gibt und dank der vier Rollen variabel eingesetzt werden kann.





Standardrollstuhl

Beinhaltet generelle Ausstattungen und Funktionen, die zur Grundversorgung des Patienten dienen. Leichter Standardrollstuhl mit Faltefunktion und pannensicherer PU-Bereifung. 2-fach höhenverstellbarer Sitz. Schwenkbare Beinstützen, Ankipphilfe und abschwenkbaren Armlehnen. Belastbarkeit: bis 130 kg



Leichtgewichtrollstuhl

Unterscheidet sich vom Standardrollstuhl unter anderem durch die Leichtbauweise. Gewicht: 13 – 17 kg Belastbarkeit: 125 – 130 kg



Adaptivrollstuhl

Modell: Easy Life R (Sunrise Medical GmbH)

Der Adaptivrollstuhl wird vom Nutzer eigenständig angetrieben und bietet in einem einzigen Produkt Modularität und Performance zugleich. Das raffiniert adaptierbare Sitzsystem passt sich buchstäblich an Ihre Bedürfnisse an und die dynamische Aufmachung bietet eine hervorragende Fahrleistung.



Manueller Stehrollstuhl

Modell: LEVO LCEV (Rometsch GmbH)

Die per Knopfdruck bedienbare integrierte Steheinheit ist auch für Nutzer mit eingeschränkter Arm- und Handfunktion leicht zu bedienen. Stehtraining ist jederzeit und überall möglich. Der manuell fahrbare Stehrollstuhl kann auch mit elektrischen Zusatzantrieben kombiniert werden.



Rollstuhl XXL

Dieser Rollstuhl ist speziell auf die Bedürfnisse bei der Versorgung von starken Personen konstruiert. Der Abduktionsrahmen und die -seitenteile gewährleisten eine ergonomisch optimierte Sitzposition und erhöhen den Sitzkomfort. Die hintere Sitzbreite lässt sich durch das Schwenken der Seitenteile einstellen. So unterstützt der Rollstuhl auch während des Krankheitsverlaufs, da er sich an Veränderungen der körperlichen Gegebenheiten anpassen lässt. Belastbarkeit: bis 250 kg



Multifunktionsrollstuhl

Der kompakte Multifunktionsrollstuhl vereint Komfort, Funktionalität und Anpassungsfähigkeit. Ideal für den Innen- und Außeneinsatz bietet er zahlreiche Einstellmöglichkeiten, hochwertige Komponenten und flexible Lösungen – perfekt für Nutzer mit komplexen Anforderungen. Leicht, vielseitig und bereit für den Alltag – das Plus an Unterstützung!





Elektrisch angetriebener Rollstuhl

Für Anwender, die ein hochgradiges Defizit der Armkraft und Arm-/Hand- Beweglichkeit aufweisen. Mit seinen Einstellmöglichkeiten gewährleistet der Elektrorollstuhl ein ergonomisches Sitzen und Positionieren für eine dauerhaft komfortable Versorgung. Ein leistungsstarker Antrieb, wählbar nach individuellem Bedarf als Hinterrad-, Mittelrad- oder Vorderradantrieb, bietet optimalen Fahrkomfort und optimale Beweglichkeit dank engem Wendekreis.



Elektrisch angetriebener Rollstuhl faltbar

Modell: ergoflix® LX (Ergoflix Group GmbH)

Der faltbare E-Rollstuhl macht Sie mobil – im Alltag wie auf Reisen. Mit hohem Komfort, kompakten Maßen und einer stylischen Optik sind Sie jederzeit flexibel. Schnell zusammengeklappt kann dieser im Auto, in öffentlichen Verkehrsmitteln und sogar dem Flugzeug mitgenommen werden.



Elektroscooter

Der „Scooter“ ist vorrangig für den Außenbereich bestimmt und dient als Fortbewegungsmittel u. a. für längere Strecken und trägt gleichzeitig zur Erhaltung der Unabhängigkeit des Nutzers bei. Bei einigen Modellen ist ein Mitführen im ÖPNV möglich.

Aktive Erprobung für Elektrorollstühle, Schiebehilfen und Zuggeräte (S. 25) möglich.

Jetzt gleich Termin vereinbaren

Über den QR-Code können Sie uns direkt per E-Mail kontaktieren.



© HomeBrace Germany GmbH



Elektrischer Aufstehrollstuhl

Modell: F5 Corpus (Permobil)

Überall agil unterwegs. Der Stuhl ist ideal für Nutzer, die regelmäßig und aktiv draußen unterwegs sind, auf unterschiedlichen Untergründen oder über längere Strecken fahren. Er ist ein großartiger Elektrorollstuhl für den Innen- und Außenbereich.

Zubehör:

Scoot Control

Lenkeinheit für Begleitpersonen zur Steuerung von Elektrorollstühlen. Mit LED-Anzeige, Daumenhebeln und Zugriff auf Antrieb, Licht, Hupe und Geschwindigkeit.

MyEcc Prop

Intuitive Augensteuerung für Elektrorollstühle – ideal für Innenräume und den Außenbereich bei kontrollierten Lichtverhältnissen. Steuerung erfolgt rein über Blickbewegungen.

MyEcc Pupil Prop

Augensteuerung für Elektrorollstühle – ermöglicht die proportionale Steuerung allein mit Blickbewegungen, auch im Außenbereich und bei direkter Sonneneinstrahlung.

munevo DRIVE

Smartglass-basierte Kopfsteuerung für Elektrorollstühle. Individuell anpassbar und einfach zu bedienen – ermöglicht intuitive Mobilität durch Kopfbewegungen.




Scoot Control (Permobil)



MyEcc Prop (HomeBrace)



MyEcc Pupil Prop (HomeBrace)



munevo DRIVE



© NetworCare GmbH



Gehbock faltbar

Platzsparend zusammenfaltbar, geringes Gewicht, ideal für das Steh- und Gehtraining.



Standard-Rollator

Erfüllt alle Anforderungen, die ein Rollator erfüllen muss. Die meisten Modelle sind dabei mit einem Tablett für die Sitzfläche, sowie einem Einkaufskorb und einem Stockhalter ausgestattet.



Leichtgewicht-Rollator

Modell: SANIDA Comfort (NetworCare GmbH)

Der SANIDA Comfort Rollator bietet stabile Unterstützung, ein leichtes Handling und hohen Komfort. Mit nur 5,5 kg ist er besonders leicht. Die weiche PU-Bereifung sorgt für angenehmes Fahrverhalten. Im Lieferumfang enthalten ist die Netztasche, für Einkäufe und persönliche Gegenstände, sowie der Komfort-Rückengurt, welcher den Rücken unterstützt und für bequemes Sitzen sorgt.



Leichtgewicht-Rollator

Modell: Server (Rehasense)

Mit seiner praktischen abnehmbaren Einkaufstasche und den wartungsfreien Bremsen ist der Server perfekt für den Alltag geeignet. Das Design des Rahmens und der patentierte Trage-Griff im gefalteten Zustand sorgen für einen optimalen Benutzerkomfort (kleiner Wenderadius und hohe Stabilität). Gestell und Sitz sind zertifiziert getestet und für eine maximale Belastung von 150 kg zugelassen.



Leichtgewicht-Rollator

Modell: Allround (Saljol GmbH)

Mobilität neu gedacht: Der Allround Rollator begleitet Sie sicher und komfortabel durch Stadt und Natur. Mit LED-Licht, Klingel, Rückengurt und pannensicheren All-Terrain Reifen ist er der ideale Partner für alle, die Wert auf Qualität, Stil und Alltagstauglichkeit legen.



Leichtgewicht-Rollator

Modell: Carbon (Saljol)

Schick und elegant die Bewegung an der frischen Luft und auf allen Untergründen im Stil der 1960er Jahre genießen. Mit 5,6 kg Gewicht einer der leichtesten Carbon Premium-Rollatoren auf dem Markt mit Gangschaltung / Schleifbremse. Max. Belastung: 150 kg



Indoor-Rollator

Modell: Page (Saljol)

Der Indoor Rollator hat eine Sitzfläche und passt, mit nur 51 cm an der schmalsten Seite, durch nahezu jede Tür. Er kann durch seine robuste Rahmenkonzeption an jeder Stelle voll belastet werden ohne zu kippen. Das umfangreiche Zubehör macht den Wohnraumrollator zur vielseitigen Haushaltshilfe.



Indoor-Rollator

Modell: PIXEL (Rehasense GmbH)

Dieser Rollator wurde speziell für Innenbereiche konzipiert. Der stylische Rollator mit dem patentiertem „Click & Safe“ Verschluss verfügt über ein großes Tablett und kann bei Bedarf auch als praktischer Beistelltisch genutzt werden. Die stoßabsorbierenden Soft-räder und der innovative Flex-Rahmen erleichtern das Überwinden von kleinen Hindernissen wie Türschwellen. Die Griffereinheit ist in der Höhe bequem anpassbar (86-97cm) und verfügt zudem über eine Bügelbremse mit breiter Auflage.



Neuro-Rollator

Modell: Gemino 30 Parkinson (Sunrise Medical GmbH)

Der Neuro-Rollator ist speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit Parkinson abgestimmt. Das integrierte Lasermodul unterstützt bei „Freezing“-Phasen, während Rücklaufsperrung und einstellbarer Bremswiderstand für mehr Sicherheit sorgen. Die durchdachten Funktionen fördern gezielt Mobilität und Stabilität im Alltag.



Arthritisrollator

Geeignet für Nutzer mit chronischen Arthritisbeschwerden in den Handgelenken u. a. durch Unterarmauflagen und integrierten Brems- und Schiebegriffen.



© SALJOL GmbH



Gehwagen

Hochwertiger Gehwagen mit stufenloser, hydraulischer Höhenverstellung. Einstellbare Armauflagen und Griffe, Fahr- und Parkbremse sowie Fußbremsen. Kann als Aufstehhilfe genutzt werden. Die wahlweise arretier- oder schwenkbaren Räder bieten umfassende Bewegungsfreiheit und sind zudem rutschfest, sodass sich die Gehhilfe immer sicher manövrieren lässt, auch unter der Dusche.



Toilettensitzerhöhung

Die Toilettensitzerhöhung mit Deckel erhöht das WC-Becken um 10 cm und passt auf alle gängigen Toiletten mit einer max. Breite von 40,5 cm. Trotz des geringen Eigengewichtes von nur 1,6 kg kann sie bis zu 225 kg belastet werden. Die Fixierung auf dem WC-Becken erfolgt sicher und ohne Werkzeug durch eine vorne angebrachte Anlegenase und zwei seitliche Klammern.



Toilettensitzerhöhung mit Armlehnen

Modell: My-Loo (Etac GmbH)

Die moderne Erhöhung für Toiletten ist fest verschraubt. Der Deckel und der Sitz können werkzeuglos durch ein Clipsystem entfernt werden. Die Toilettensitzerhöhung ist in drei Größen lieferbar: 20, 60 und 100 mm. Die Armlehnen sind inklusive, sie geben beim Hinsetzen und Aufstehen mehr Halt und Sicherheit. Die Oberflächen lassen sich aufgrund ihrer glatten Struktur leicht reinigen und desinfizieren.



Toilettensitzerhöhung mit Armlehnen

Modell: Smartfix (Dietz)

Ergonomisch und hygienisch von oben fest an der Keramik montiert. Die Toilettensitzerhöhung kann in der Höhe um 80, 120 oder 150 Millimeter angepasst werden. Die seitlich befestigten Armlehnen dienen der Sicherheit und dem Komfort. Sie können bei Bedarf nach oben abgeklappt werden und erleichtern so den Transfer der Nutzer.



Toilettenstuhl feststehend

Unterstützt bewegungseingeschränkte Personen beim Toilettengang, ohne dass diese ein entferntes Badezimmer aufsuchen müssen - höhenverstellbar und somit auch über viele Toiletten platzierbar.



Toilettenrollstuhl

Leicht zu manövrieren aufgrund der vier Schwenkrollen. Ebenso wie die Beinstützen, können die Armlehnen zusammen mit dem Rückenteil einfach abgenommen oder bei Bedarf die Armlehnen auch nach unten geklappt werden.



Duschhocker

Modell: Tayo mit Drehscheibe (Dietz)

Überzeugt durch sein platzsparendes Design und passt durch seine kompakte, runde Sitzfläche auch in kleine Duschen. Die Standbeine lassen sich auf die gewünschte Sitzhöhe einstellen. Der komfortable Drehteller ermöglicht Ihnen, sich mühelos zu drehen und die Position zu wechseln.



Duschhocker

Modell: Tayo ohne Drehscheibe (Dietz)

Überzeugt durch sein platzsparendes Design und passt durch seine kompakte, runde Sitzfläche auch in kleine Duschen. Die Standbeine lassen sich auf die gewünschte Sitzhöhe einstellen.



Duschstuhl

Aufgrund der vorhandenen Rückenlehne und seitlichen Armauflagen (leicht demontierbar) bietet der Duschstuhl Personen mit eingeschränkter Standsicherheit Unterstützung während des Duschvorgangs.



Duschklapsitz

Der Duschklapsitz wird mittels Klebeadaptoren an der Wand der Dusche montiert und kann jederzeit wieder rückstandsfrei entfernt werden, ohne Bohrlöcher zu hinterlassen. Bei nicht vorhandenem Bedarf kann dieser platzsparend nach oben geklappt werden.



Dusch-Toiletten-Rollstuhl

Modell: Bonn (Rebotec)

Dieser kann sowohl für die Benutzung zur Körperpflege in der Dusche, als auch für den Toilettengang verwendet werden. Aufgrund seiner abschwenkbaren Armlehnen ist ein leichter seitlicher Ein- und Ausstieg gewährleistet.



Dusch-Toiletten-Rollstuhl

Modell: Clean SH55 (Etac GmbH)

Der Dusch- und Toilettenrollstuhl mit 24-Zoll-Antriebsrädern zur eigenständigen Nutzung. Ideal für den Innenbereich. Schwenkbare Armlehnen, sichere Bremsen und durchdachte Sitzposition ermöglichen komfortablen Transfer und Mobilität.



Badewannengriff

Die sehr rutschsichere Einstiegshilfe ist höhenverstellbar und bietet Ihnen absolut sicheren Halt beim Ein- und Aussteigen aus der Badewanne.



Badewannenlift

Der stabile Rahmen bietet zuverlässige Standfestigkeit. Vier Saugnäpfe sorgen für sicheren Halt in der Wanne. Das wasserdichte, schwimmfähige Handbedienteil lässt sich einfach steuern.



Badewannenbrett

Mit der rutschsicheren Oberfläche wird das Badewannenbrett auf den oberen Rand der Badewanne aufgesetzt. Dieses ist ideal zum Duschen im Sitzen in der Wanne geeignet.



Badewanneneinhängesitz

Der Sitz ist wahlweise mit oder ohne Rückenlehne erhältlich. Er sorgt für ein sicheres und erhöhtes Sitzen in der Badewanne. Dieser verfügt über eine Hygieneausparung an der Sitzfläche.



Badewannendrehsitz

Verfügt über einen drehbaren Sitz, der sich bis zu 360 Grad rotieren und verstellen lässt.



Unsere Ausstellung für Bade- & Toilettenhilfen



Sicherheitsstützgriff

Modell: HG300F bis HG900F (Frelu)

Praktischer, polierter Griff aus rostfreiem Edelstahl mit Fingergriff-Prägung zum Bohren. In unterschiedlichen Längen erhältlich.



Klebehaltegriff

Modell: Varioplus A2 style (delficare GmbH)

Ein eleganter Edelstahlgriff mit geschliffener Oberfläche, der Stil und Sicherheit perfekt verbindet. Schnell und sauber per Klebetechnik montiert – ohne Bohren, ohne Schmutz, jederzeit rückstandsfrei entfernbar. Erhältlich in 30 cm und 50 cm Länge, belastbar bis 100 kg.



Stützklappgriff, optional mit Standfuß

Modell: SKG600F o. SKG5600F (Frelu)

Wenn Bewegungen schwerfallen, zählt jede Hilfe – vor allem im intimsten Raum des Alltags. Dieser hochwertige Stützklappgriff aus Edelstahl gibt Sicherheit und Halt, genau dort, wo er gebraucht wird. Die Bodenmontage macht ihn unabhängig von tragfähigen Wänden. Hochklappbar, platzsparend, in verschiedenen Längen und Höhen und auf Wunsch mit Papierhalter – für ein Stück Selbstständigkeit mehr.



Boden-Deckenstange

Modell: Pole (Rehastage GmbH)

Die Boden-Deckenstange ist individuell von 210–300 cm höhenverstellbar und mit einem 360° schwenkbaren Haltegriff mit 8 Rastungen ausgestattet. Sie lässt sich leicht versetzen und ohne Verschraubung montieren.



Anti-Dekubitus-Matratze

Hervorstehende Partien wie Schultern, Hüften oder Fersen können tiefer einsinken, dadurch wird eine gleichmäßige Druckverteilung erzeugt. Kaltschaum reagiert schnell und gibt dort nach, wo höheres Gewicht und höherer Druck einwirkt.



Schmerztherapiematratze

Besonders geeignet für Patienten, bei denen eine maximale Druckentlastung im Vordergrund steht: Die Spezial-Softschaum-Liegefläche reduziert das Schmerzempfinden und entlastet gezielt bestimmte Körperbereiche. Durch die Entnahme einzelner Schaumstoffwürfel, wird eine gezielte punktuelle Druckentlastung erreicht.



Wechseldrucktherapiesystem

Mehrere Luftkammern füllen sich über ein Aggregat abwechselnd auf und entleeren sich wieder, wodurch eine kontinuierliche, wechselnde Druckentlastung entsteht.



Seitenlagerungs-Wendesystem

Modell: TurnAll® 3C (Ato Form GmbH)

Das Wendesystem verwandelt ein Standardbett in eine automatische Seitenlagerung zur Prävention und Behandlung von Dekubitus. Es wurde für Akutpatienten sowie Patienten in der häuslichen Pflege entwickelt. Klinische Leitlinien empfehlen mindestens alle zwei Stunden eine Umlagerung und 30-Grad-Seitenlage. Der Patient (bis 225 kg) wird schonend, leise und ohne großen Kraftaufwand umgelagert. Die Pflegekraft wird rückschonend entlastet. Dieses System wird unter die vorhandene Matratze gelegt.



Anti-Dekubitus-Gelsitzkissen

Das Kissen sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung. Das Gel-Element wirkt kühlend und unterstützt zusätzlich die Sitzhaltung sowie eine Sitzbeinhöcker-Entlastung.



Anti-Dekubitus-Sitzkissen

Modell: Thera Visco (Kubivent)

Der viscoelastische Schaumstoff reagiert auf Körperwärme und -gewicht und passt sich somit ideal der Körperform an. Durch individuelle und punktuelle Herausnahme der Würfel erfolgt eine zusätzliche Druckentlastung.



Anti-Dekubitus-Roho-Kissen

Besteht aus luftgefüllten Kammern, die über ein Ventil aufgepumpt werden. Diese können, anders als Schaumstoffprodukte, immer wieder an den Körper des Patienten angepasst werden.



Anti-Dekubitus-Sitzkissen

Modell: VICAIR Adjuster O2 (T-RV)

Das sehr geringe Gewicht erleichtert die Handhabung. Dank der fünf Luftkammern mit herausnehmbaren Zellen kann das Rollstuhlkissen sowohl bei symmetrischen als auch bei asymmetrischen Körperformen eingesetzt werden. Es eignet sich für Patienten mit hohem Risiko für Hautschädigungen im Sitzbereich.



Lagerungskissen

Modell: Purple Pos PhysiForm (Kubivent)

Gefüllt mit einem Mikroperlen-System.
Zur Unterstützung individueller Positionierung.
Maße: 40x40 cm / 60x40 cm / 70x50 cm



Lagerungskissen

Modell: Purple Pos VariMed (Kubivent)

Die gewünschte Form lässt sich individuell aufgrund des Mikroperlen-System stabilisieren.
Maße: 180x35 cm / 220x35 cm / 250x35 cm



Keil

Modell: Purple Pos Keil (Kubivent)

Der Positionierungskeil eignet sich vielseitig zur Mikro-lagerung und Dekubitusprophylaxe des liegenden Patienten. Wird der Patient im Bett in eine sitzende Position gebracht, kann der Keil auch als Rutschbremse fungieren, in dem er das Becken aufrichtet.



Halbrolle

Modell: Purple Pos Halbrolle (Kubivent)

Die Halbrolle eignet sich optimal zur individuellen Positionsunterstützung der Beine. Durch die spezielle Schaumstoff-Kombination aus Kalt- und PU-Schaum wird eine angenehme Position mit der nötigen Stützkraft geschaffen.



Fersenschuh

Modell: Purple Pos Fersenschuh (Kubivent)

Der Fersenschuh entlastet gezielt die Ferse und unterstützt wirksam die Dekubitusprophylaxe und -therapie. Seine ergonomische Form in Kombination mit hunderten Mikroperlen ermöglicht eine individuelle Anpassung an den Fuß - mit hoher Formstabilität und angenehmen Tragegefühl.



Elektrische Schiebehilfe

Modell: Via Mobil V25 (Alber GmbH)

Die elektrische Schiebehilfe erleichtert Begleitpersonen das Schieben von Rollstühlen bei Steigungen und Gefällen. Der kraftvolle Motor mit Bremsunterstützung sorgt für mehr Sicherheit im Alltag. Die stabile Antriebseinheit lässt sich an viele Rollstühle anpassen und ist für den regelmäßigen Einsatz konzipiert.



Elektrische Schiebehilfe

Modell: Via GO (Alber GmbH)

Der elektrische Zusatzantrieb unterstützt zuverlässig beim Schieben von Rollstühlen. Mit nur 5,9 kg Gewicht und einer intuitiven Bedienung per Tastendruck bietet er spürbare Entlastung im Alltag. Steigungen bis 16 % und unebene Wege lassen sich mühelos bewältigen.



Treppensteigergerät

Das System ermöglicht das einfache Überwinden von Treppen und Stufen, indem es am bestehenden Rollstuhl angebracht wird oder in einer Version mit integrierter Sitzeinheit verfügbar ist.



Treppenraupe

Modell: Liftkar PTR (Sano - Deutschland GmbH)

Diese elektrisch betriebene Treppenraupe ermöglicht die sichere Beförderung mobilitätseingeschränkter Personen über gerade Treppenverläufe. Sie entlastet die Begleitperson durch ergonomisches Handling, verfügt über mehrere Fahrstufen, ein Neigungswarnsystem und eine hohe Reichweite pro Akkuladung. Das Gerät ist werkzeuglos zerlegbar und in verschiedenen Ausführungen erhältlich.



Zusatzantrieb

Modell: e-fix (alber)

Dieser Zusatzantrieb ergänzt manuelle Rollstühle um elektrische Radnabenantriebe und eine Joysticksteuerung. Dadurch entsteht ein kompakter, faltbarer Elektrorollstuhl, der individuell steuerbar ist und sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpassen lässt.



Zusatzantrieb

Modell: e-motion (alber)

Für Rollstuhlfahrende mit eingeschränkter Kraft lässt sich ein manueller Rollstuhl oft nur unter großer körperlicher Anstrengung nutzen, gerade auf längeren Strecken oder an Steigungen. Mit diesem Zusatzantrieb reicht sehr viel weniger Kraft, um sehr viel mehr zu erreichen – die in den Radnaben integrierten geräuschlosen Elektromotoren unterstützen wirkungsvoll die Anschubbewegung. Der leichte, kraftvolle und nachrüstbare Antrieb ermöglicht mehr Mobilität, Selbstbestimmtheit und Lebensfreude.



Zuggerät

Paws City 14 (Rehasense GmbH)

Der kompakte Elektroantrieb, speziell für den Stadtverkehr und ebene Straßen entwickelt. Mit nur einem Meter Wendekreis ist er besonders wendig, auch in engen Innenräumen. Ohne Umbauten nutzbar, passend für viele Rollstühle, mit Klemmsystem, Gasgriffen und Spurassistent.



Türschwellausgleich

Diese können an jede Art von Türschwellen und in wenigen Schritten zugeschnitten, angepasst und montiert werden.



Teleskoprampe

Zur Überwindung von kleinen Höhenunterschieden. Diese können einfach und sicher in Position gebracht werden, dass die Benutzer sie sicher und komfortabel überqueren können. Zusammenschiebbar für den mühelosen Transport.



Auffahrrampe

Die klappbare Aluminium-Rollstuhlrampe ist eine moderne mit Gasdruckfeder-Technik leicht zu bedienende Rollstuhlrampe für den Einbau in Fahrzeugen.



Balkon- & Terrassenrampe

Die Alu-Rollstuhlrampe für Balkon, Garten und Terrasse ist zweiteilig und höhenverstellbar. Dadurch ist die BTR sehr flexibel einsetzbar.





Elektronischer Bewegungstrainer

Modell: tigo 530 (THERA-Trainer)

Der motorunterstützte Bewegungstrainer für Beine und Oberkörper – ein zuverlässiges therapeutisches Multitalent für aktives (mit Muskelkraft), assistives und passives (mit Motorkraft) Bewegungstraining in jedem Umfeld. Von der Klinik bis zur häuslichen Pflege. Der Bewegungstrainer ermöglicht es Patienten und Therapeuten auf einzigartige Weise, die funktionelle Regeneration zu erleichtern und die motorischen Fähigkeiten der unteren Extremitäten und des Oberkörpers zu verbessern – bequem vom Stuhl oder Rollstuhl aus.



Steh- und Balancetrainer

Mit ihm können die Rumpfstabilität verbessert, das Gleichgewicht geschult, der Stoffwechsel aktiviert sowie das Wohlbefinden und die Gehfähigkeit gefördert werden. Zudem lassen sich Füße, Beine und Becken je nach Trainingsziel einzeln oder gemeinsam in nahezu jeder Lage ausrichten. So kann der der Stehtrainer ideal auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von schwer und schwerst betroffenen Menschen eingestellt werden, die nicht selbstständig stehen können.



Elektrischer Patientenlift

Modell: SLK Carry 185 Eco (SLK GmbH)

Der ökonomische Universallifter ist bestens geeignet für die Pflege Zuhause. Durch seine hohe Wendigkeit auf kleinster Fläche ist ein schonendes Aufheben und Absetzen des Patienten und auch die Personenaufnahme vom Boden problemlos möglich. Der Lifter ist werkzeuglos zusammenklappbar und somit besonders einfach zu transportieren. Auch in höchster Position ist eine 360 Grad Drehung des Lifterbügels gegeben.



Deckenliftanlage

Die Deckenliftanlage verfügt über einen großen Hebebereich – vom Boden bis hinauf auf ein hohes Bett oder einen Behandlungstisch. Die Schienenführung an der Decke lässt sich exakt an räumliche und pflegerische Situationen anpassen.



© Lifta GmbH



Treppenlift

(Lifta GmbH)

Ein Treppenlift mit Sitz ermöglicht die sichere und komfortable Überwindung von Treppen im Innen- und Außenbereich. Der Lift bewegt sich entlang einer individuell angepassten Schiene und wird über ein Bedienelement an der Armlehne oder eine Fernbedienung gesteuert. Klappmechanismen, Sicherheitsgurt und automatische Stoppsensoren sorgen für zuverlässige Sicherheit im täglichen Gebrauch.



Plattformlift

(Lifta GmbH)

Ein Plattformlift ermöglicht die sichere Überwindung von Treppen im Rollstuhl. Die individuell angepasste Plattform fährt entlang einer maßgefertigten Schiene und ist für gerade sowie kurvige Treppenformen geeignet. Die Bedienung erfolgt komfortabel per Bedienelement oder Fernbedienung. Sicherheitsfunktionen wie Klappmechanismen, Sensorik und Haltevorrichtungen sorgen für eine zuverlässige Nutzung im Innen- und Außenbereich.



Rollstuhl

Modell: Zippie Youngster 3 (Sunrise)

Von dem wie hier abgebildetem Kinderfaltrollstuhl mit leichtem Gesamtgewicht und optimaler Funktionalität, bis zum Multifunktionsrollstuhl - jeweils dem Bedürfnis Ihres Kindes angepasst.



Reha-Kinderautositz

Modell: Carrot (RehaNorm)

Das hier gezeigte Beispiel gewährleistet dank seiner einzigartigen Ausstattung - inkl. Kopfstütze, Rumpfelotten und 5-Punkt-Gurt nahezu jedem Kind perfekte Stabilität und Sicherheit. Anbindung an Isofix-Vorrichtung bei allen Herstellern möglich.



Therapiestuhl

Modell: Nele (Rehatec)

Mitwachsender, integrativer Therapiestuhl anpassbar für die individuellen Bedürfnisse von Kleinstkindern, Kindern und Jugendlichen. Durch die manuelle, hydraulische oder elektrische Höhenverstellung, ist dieser einfach an jede Tischhöhe anzupassen, selbst an niedrige Kindergartentische.



Stehgerät

Modell: Lasse Liegebär (Rehatec)

Stehen auf Augenhöhe. Unser Beispiel ist ein von Kopf bis Fuß anpassbares Rückenliegebrett, das Anwender sanft vom Liegen ins Stehen bringt. Durch die horizontale und vertikale Höheneinstellung sorgt dies für einen sicheren Transfer. Damit können auch schwerstbetroffene Kinder in die Aufrichtung gebracht werden.



Rehabuggy

Modell: Bingo (Hoggi)

Individuell anpassbar durch vielfältige Verstellmöglichkeiten. Mitwachsend in der Sitzbreite, Sitztiefe, Rückenhöhe sowie der Unterschenkellänge. Diverse sitzunterstützende Elemente sind zurüstbar.



Kinderbett

Modell: IDA (Kayser Betten GmbH)

Dieses Bett eignet sich für Kinder und Jugendliche mit verschiedenen Beeinträchtigungen und bietet durch eine Unterfahrbarkeit auch die optimale Verwendung von Patientenliftern. Durch die Teilausstattung mit Acrylglascheiben können Kinder ihre Umgebung im Blick haben.



Therapiedreirad

Modell: Momo (Schuchmann)

Fest im Sattel. Mit dem Therapiedreirad können auch Kinder mit Beeinträchtigung ihre Muskulatur trainieren und die Gelenke ohne Gewichtsbelastung bewegen. Probefahrt nach Vereinbarung möglich.



Gehtrainer

Modell: R82 Crocodile (Etac GmbH)

Der mitwachsende Gehtrainer ist leicht, wendig und fährt hinter dem Kind - ähnlich einer Hilfsperson. Er unterstützt sicheres Gehen, fördert Selbstständigkeit und lässt sich durch Zubehör individuell anpassen.



Pflegehilfsmittel zum Verbrauch

Pflegebedürftige Menschen haben unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Pflegehilfsmittel zum Verbrauch. Grundlage ist § 40 Abs. 2 SGB XI. Bei häuslicher Pflege können diese Hilfsmittel von der Pflegekasse mit bis zu 42 € monatlich bezuschusst werden. Voraussetzung ist ein genehmigter Antrag.

Das Pflege-Paket

Bezuschusst werden Pflegehilfsmittel, die für die häusliche Pflege notwendig und zum Verbrauch bestimmt sind, z. B.:



Bettschutzeinlagen

Einmalgebrauch / wiederverwendbar
Unterseite aus flüssigkeitsundurchlässigem Material, Oberseite Vlies-schicht; mit Zellstoff/
Zellulose gefüllt



Fingerlinge

Latex oder latexfrei
Einmalgebrauch; Latex, unsteril;
für Latexallergiker latexfrei, unsteril



Handdesinfektion

Flasche oder Tuch
Gebrauchsfertige Lösung in der
Flasche oder als Desinfektionstuch;
Keimvermindernde Wirkung gegen
Bakterien, Viren, Pilze; Hautfreundlich




Mundschutz

Medizinisch oder FFP2
Medizinische Gesichtsmasken oder
Partikelfiltrierende Halbmasken
(FFP2 oder vergleichbare Masken)



Flächendesinfektion

Flasche oder Tuch
Gebrauchsfertige Lösung in der
Flasche oder als Desinfektionstuch;
Keimvermindernde Wirkung gegen
Bakterien, Viren, Pilze



Schutzschürzen

Einmalgebrauch / wiederverbrauch
Wasserfestes, abwaschbares und
feuchtigkeitsabweisendes
Folienmaterial




Einmalhandschuhe

Latex oder latexfrei
Standard Latex, unsteril; für Latexall-
ergiker latexfrei, unsteril;
Größe S, M, L oder XL

So einfach funktioniert's:

Pflegehilfsmittel im Wert von bis zu 42 € monatlich – kostenfrei beziehen



Falls Sie Ihre Bestellung ändern möchten oder noch Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne
per Telefon unter: 0951 / 96 600-0
oder per E-Mail: kontakt@mediteam.de

Weitere Informationen finden Sie über folgenden QR-Code:



Wer kann die Leistung erhalten?

Diese Leistung richtet sich an pflegebedürftige Menschen, die zu Hause oder im betreuten Wohnen versorgt werden. Pflegehilfsmittel sollen Hygiene, Sicherheit und Entlastung im Alltag fördern.

- Personen mit Pflegegrad 1 bis 5
- Häusliche oder teilstationäre Pflege
- Genehmigter Antrag auf Pflegehilfsmittel zum Verbrauch

Vorteile

- | | |
|-----------------------|---|
| • Kostenfrei | Die Pflegekasse übernimmt die Kosten im Rahmen der Pauschale |
| • Bequem | Regelmäßige, versandkostenfreie Lieferung nach Hause |
| • Einfach | Antrag nur einmal stellen, danach automatische Versorgung |
| • Flexibel | Produkte können monatlich dem individuellen Bedarf angepasst werden |
| • Hygienisch & Sicher | Verbesserte Schutzmaßnahmen für Pflegebedürftige und Angehörige |



Zentrale Hallstadt

Heganger 18 · 96103 Hallstadt
Tel. 0951/96 600-0
Fax 0951/96 600-19



Hirschaid

Industriestraße 15 · 96114 Hirschaid
Tel. 09543/ 44 23 74-9
Fax 09543/ 44 24 57-3



Bamberg Innenstadt

Heinrichstraße 4 · 96047 Bamberg
Tel. 0951/ 51 07 637-0
Fax 0951/ 51 07 637-1



Burgebrach

Am Eichelberg 1 · 96138 Burgebrach
Tel. 09546/ 94 02-0
Fax 09546/ 94 02-25



Bamberg i. MVZ am Klinikum

Buger Straße 82 · 96049 Bamberg
Tel. 0951/ 50 90 176
Fax 0951/ 29 99 529



Bad Staffelstein Schönklinik

Am Kurpark 11 · 96231 Bad Staffelstein
Tel. 09573/ 56 64-0
Fax 09573/ 56 64-1



Elsenfeld

Marienstraße 20 · 63820 Elsenfeld
Tel. 06022/ 58 40
Fax 06022/ 72 66 7



Großwallstadt

Am Südkreisel 1 · 63868 Großwallstadt
Tel. 06022/ 71 01 71 0
Fax 06022/ 71 03 73 0



Unabhängig von unserem Standardsortiment bieten wir unseren Kunden ebenfalls Sonderbauten und Individuallösungen zur Barrierefreiheit.

Kontakt

mediteam
Heganger 18
96103 Hallstadt

Öffnungszeiten

mo.-fr. 9.00 - 18.00 Uhr
sa. 9.00 - 13.00 Uhr

telefon · fax

0951 / 96 600 - 0
0951 / 96 600 - 19

mail

kontakt@mediteam.de

Über diesen QR-Code
können Sie uns
direkt per E-Mail
kontaktieren.

